

High Pure dNTPs

使用前请仔细阅读说明书

目录号: AD101

dNTPs是PCR的重要组成,它的质量好坏严重影响PCR的保真性、特异性、扩增效率。本公司出售的dNTPs是由美国进口,是市场上纯度最高的dNTPs。

产地: 美国

性能和用途

- 纯度99%以上,不含DNase和RNase。
- 用于cDNA合成、测序、标记以及Real-Time PCR。

2.5 mM High Pure dNTPs

目录号: AD101-0

浓度: 各2.5 mM。

保存: -20°C保存两年。

特点

- 由等摩尔体积的dATP, dTTP, dCTP, dGTP混合而成。
- PCR反应时,每50 μ l反应体系标准使用量4 μ l(终浓度200 μ M)。

10 mM High Pure dNTPs

目录号: AD101-1

浓度: 各10 mM。

保存: -20°C保存两年。

特点

- 由等摩尔体积的dATP, dTTP, dCTP, dGTP混合而成。
- PCR反应时,每50 μ l反应体系标准使用量1 μ l(终浓度200 μ M)。

本产品仅供研究,不用于临床诊断。
服务投诉电话 +86-10-57815020
服务投诉邮箱 complaints@transgen.com.cn

